Dagkirurgi – kobling av diagnosekoder og prosedyrekoder

| Postoperativ | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|--|
| 🖌 🗋 Dagkirurgi | 🛃 Ini | Inneliggende | | |
| Bestepraksis Diagnoser | | 🖲 Bestepraksis-anbefalinger 🖋 | | |
| Pros. og kode | | Ingen BPA-er å håndtere. | | |
| Pros. og koder rpt Kontrasigner | | Z Diagnoser 🖉 | | |
| Forord.utskrivning Opr.beskrivelse | | Preoperativ diagnose | | |
| Oppfølgingstime | | Mortons metatarsalgi | | |
| Oppgavemelding Merknad oppgav | | Postoperativ diagnose | | |
| Kommunikasjon | | Mortons metatarsalgi | | |
| Sykmelding | | | | |
| VALGFRIE FELT | _1 | 🖙 Prosedyrer og koder | | |
| Forordnede prøver Bildekommentering | | Rediger prosedyrer og koder 🛪 | | |
| Implantater | | Prosedvrer og koder (rapport) | | |
| UTSKRIVNINGSDOKUM | ENTAS | Panel information | | |
| | | | | |
| Panel 1: Ortopedisk kirurgi med Vegard Osland, Overlege ortopedisk kirurgi | | | | |
| Legg til lege | Legg til lege + Legg til | | | |
| | | | | |
| Legg til prosedyre + Legg til | | | | |
| R Fjerning av Mortons nevrinom 2 intermetatarsalrom ve side Prosedyre Overskizering av annen eller uspesifisert nerve (Mortons nevrinom) | | | | |
| Legg til kode 🔸 Lg t. | | | | |
| ③ Nylig slettede koder | | | | |
| NCSP Beskrivelse Dx Hx Mod | | | | |
| ACC19 (Prosedyrek.) | ACC19 (Prosedyrek.) OVERSKJÆRING AV ANNEN ELLER USPESIFISERT NERVE % 2XA05 | | | |
| Lateraiitet | | | | |
| | | | | |

| Rudenett for diagnosetilknytning | Stå i postoperativ logg i postoperativ navigator 1) Her kan du legge til eller endre diagnosekoder. 2) Trykk her for å koble diagnose og presedure. |
|--|---|
| [NCJ06 (Prosedyrek.)] LUKKET REP DS 5 TEN nagling (*) [NCJ56 (Prosedyrek.)] OSTEOSYNT IS 5 | Trykk enten på de grå sirklene eller diagnoser. Her kan du legge til diagnosekoder. Sett kryss i rutene for å koble diagnose og prosedyre – godta. Koblingen er gjort, ringene har endret farge til rød/blå. |
| NCSP Beskrivelse Dx ACC19 (Prosedyrek.) OVERSKJÆRING AV ANNEN ELLER USPESIFISER 6 | Hx Modifikatorer ✓ + Lg t. ✓ ZXA05 |