

EKSEMPLER - THYREOIDEASCINTIGRAFI OPPTAKSMÅLING

Bildetakning


For spedbarn/ektopi, se neste side.

Ved thyreoideascintigrafi opptaksmåling skal thyreoidea sentreres i bildet og spyttkjertler inkluderes i øvre kant av feltet:



Bildetakning


For spedbarn/ektopi må det konfereres med nukleærmedisiner for hvert tilfelle. Det kan gjøres opptaksmåling som vanlig eller front/side med markør:



Prosessering

For spedbarn/ektopi, se neste side.

Ved thyreoideascintigrafi opptaksmåling skal bildene inverteres og svertes forskjellig:



Prosessering

For spedbarn/ektopi prosesseres opptaksmåling som vanlig, ev. andre bilder merkes nøye med front/side, markørbruk, veneflon osv. For eksempel slik:

